

TEC

医療機関

調剤鑑査、院内製剤
病理検査

調剤薬局

服薬指導、調剤鑑査

シーン
見たい業務も一発検索・再生。
安心・安全を見守るシステム、新登場。

窓口コミュニケーションレコーダー

Co-Co Reco V2

ココレコ

「Co-Co Reco」は、ネットワークカメラ (IPカメラ) で記録した「窓口業務」「調剤鑑査」「病理検査」などの作業映像から、見たいシーンを素早く検索・再生するシステム。業務の安心・安全を見守り、信頼性・証拠性の高いシステムを構築します。




録画する

録画開始・終了時間は、曜日指定も含めて設定でき、自動制御が可能です。高画質のカメラをラインナップし、用途に合わせて複数台の組合せが可能。また音声はカメラ一体型、分離型マイクにより記録できます。

登録・検索する

映像検索時のキーとなるID登録※1は、バーコードの読み込みまたは外部システムからのコマンド受信により行います。検索の際は、ID入力や日時指定で検索できます。

※1 患者のIDを記したバーコードを読み取ることで、ID単位に映像・音声を管理



再生する

映像データは、検索結果一覧から見たい項目を選択して再生、再生中の映像を拡大する事も可能です。

- モニター上でライブ映像の閲覧も可能です。
- 映像データから映像や静止画像の保存が可能です。
- 画面分割で複数カメラの映像を同時閲覧も可能です。



Toshiba Tec Group Philosophy

Creating with You | ともにつくる、つぎをつくる。

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー
<https://www.toshibatec.co.jp/>



導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

●お問い合わせは

●安全にお使いいただくために●

- ①使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。※商品イメージ写真、モニター画面はハメコミ合成です。

※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。
 ※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。